



## Penetrómetro de Asfalto

ASTM D-5; AASHTO T-49.

- ◆ *Dial de Penetración grande, fácil de leer con 400 ml. con divisiones de 0,1 mm.*

El Penetrómetro de Asfalto se utiliza para medir la consistencia de muestras bituminosas.

Especificaciones	
Cuadrante Indicador	150 mm. (6 pulg.) diam.; 400 mm. x 0,1 mm.
Peso del embolo.	47.5 g.
Aguja.	Tipo ASTM (no-certificado); uno incluido.
Liberación del embolo.	Mecanismo manual.
Peso.	Neto 6 kg. (13,25 lbs.).

## Información para Órdenes

**El modelo se muestra con contenedor de muestras; no se incluye por lo que debe pedirse por separado.**

EI46-5290. Penetrómetro de Asfalto Estándar.

### Accesorios

EI46-5297. Aguja de Penetración tipo ASTM (Certificado por NIST).

EI46-5800. Plato de Transferencia.

### Piezas de Repuesto

EI46-5290/10. Aguja de Penetración tipo ASTM (No Certificado).

## Prueba de Penetración de Bitumen

ASTM D-5; AASHTO T-49.

La Prueba de Penetración de Bitumen, esta diseñada para la prueba de penetración en muestras de bitumen.

## Información para Órdenes

EI46-5290. Penetrómetro de Asfalto x 1.

EI46-5290/10. Aguja de Penetrómetro x 3.

EI46-5800. Disco de Transferencia de Asfalto x 1.

EI88-4340. Cronómetro Digital x 1.

EI88-7022A. Caja de Hojalata para Muestras, 3 oz. Paquete 12 x 1.

EI88-7026. Caja de Hojalata para Muestras, 6 oz. Paquete 12 x 1.